

Label Size 300 x 145mm

Sani-Cloth®

SPORICIDAL CLEANING
AND DISINFECTANT

Chlor

LARGE WIPE



SPORICIDAL, VIRUCIDAL, BACTERICIDAL AND YEASTICIDAL IN 2 MINUTES

ACTIVE INGREDIENTS:

Sodium Hypochlorite.....	00.63%
OTHER INGREDIENTS.....	99.37%
TOTAL.....	100.00%

Does not include the weight of the wipe

Approximately 6300 ppm available sodium hypochlorite

Approximately 6000 ppm available chlorine

CONTAINS: 50 Wipes

200mm x 195mm



Product code: ECH1400B

NHS code: VJT 228

Effective against:

	Test Method	Contact Time*
Bacteria	EN 16615 Pseudomonas aeruginosa	60 sec(c) 2 min(d)
	EN 16615 Staphylococcus aureus	60 sec(c) 2 min(d)
	EN 16615 Enterococcus hirae	60 sec(c) 2 min(d)
	EN 13727 Pseudomonas aeruginosa	30 sec(c)
	EN 13727 Staphylococcus aureus	30 sec(c)
Yeast	EN 13727 Enterococcus hirae	30 sec(c)
	EN 16615 Candida albicans	60 sec(c) 2 min(d)
Enveloped Virus	EN 13624 Candida albicans	60 sec(c)
	EN 13624 Candida auris	30 sec(c)
Non-enveloped Virus	EN 14476 Vaccinia virus	30 sec(c) 60 sec(d)
	EN 14476 Corona, HIV, Hep B & C, SARS, Flu	30 sec(c) 60 sec(d)
Spores	EN 14476 Norovirus	60 sec(c) 60 sec(d)
	EN 14476 Adenovirus	60 sec(c) 60 sec(d)
	EN 14476 Poliovirus	60 sec(c) 60 sec(d)
	EN 16615 C. difficile	60 sec(c)

*Clean Conditions (c) Dirty Conditions (d)

Uses: Sani-Cloth® Chlor are sporicidal, high level disinfection, disposable cleaning and disinfection wipes for non-invasive medical devices; non-porous hard surfaces. These ready to use, low tinting wipes can be used to clean and disinfect in one product. Sani-Cloth® Chlor can be used to pre-clean or decontaminate medical devices prior to sterilization. Latex free.

Directions: Dispense wipe and open, wipe surface in S-motion from top to bottom of area. Ensure the surface remains visibly wet for the required contact time, use an additional wipe if needed. Allow surface to air dry. For Professional Use Only.

Contra-Indications: Do not use for terminal disinfection of invasive medical devices.

Caution: Wear protective gloves. Avoid contact with eyes, skin and clothing. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. IF IN EYES: Rinse cautiously for several minutes. If irritation occurs discontinue use. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Avoid release to the environment. Dispose of contents and container in accordance with local regulations.



PDI Ltd, Pywell Road, Willowbrook East Ind Est,
Corby, NN17 5XJ, UK T: +44 (0) 8081 697 945
E: contact@pdi-emea.com W: pdi-intl.com

EC REP NEX Medical Antiseptics Srl
Via Per Arluno 37/39-20010 Casorezzo
(MI) Italy



FR Utilisation : Les lingettes Sani-Cloth® Chlor sont des lingettes nettoyantes et désinfectantes sporicides de haut niveau, jetables pour les dispositifs médicaux non invasifs et les surfaces dures non poreuses. Ces lingettes prêtes à l'emploi et peu pelucheuses permettent à la fois de nettoyer et de désinfecter. Les lingettes Sani-Cloth® Chlor peuvent être utilisées pour pré-nettoyer ou décontaminer les dispositifs médicaux avant la stérilisation. Sans latex. **Instructions :** Retirer la lingette de l'emballage et l'ouvrir, puis essuyer la surface avec un mouvement en S de haut en bas. S'assurer que la surface reste visiblement humide pendant la durée de contact requise, utiliser une lingette supplémentaire si nécessaire. Laisser la surface sécher à l'air. Destinées à un usage professionnel uniquement. **Contre-indications :** Ne pas utiliser pour la désinfection finale des dispositifs médicaux invasifs. **Mise en garde :** Porter des gants de protection. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** Laver abondamment à l'eau. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincer avec précaution pendant plusieurs minutes. En cas d'irritation, cesser l'utilisation. Nocif pour les organismes aquatiques ayant des effets à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et le contenant conformément aux réglementations locales.

DE Anwendungsbereiche: Sani-Cloth® Chlor Wischtücher sind sporizide, hoch wirksame Einweg-Reinigungs- und Desinfektionstücher für nicht-invasive medizinische Geräte mit nicht poröser harter Oberfläche. Die gebrauchsfertigen, fusselfreien Wischtücher können verwendet werden, um ein Produkt zu reinigen und zu desinfizieren. Sani-Cloth® Chlor Wischtücher können zur Vorreinigung oder Dekontaminierung von medizinischen Geräten vor der Sterilisation verwendet werden. Latexfrei. **Anweisungen:** Wischtuch entnehmen und aufmachen, Oberfläche in s-förmiger Bewegung von oben nach unten abwischen. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche für die erforderliche Kontaktzeit sichtbar feucht bleibt. Bei Bedarf ein zusätzliches Wischtuch entnehmen. Oberfläche an der Luft trocknen lassen. Nur für die professionelle Nutzung. **Gegenanzeigen:** Nicht für die abschließende Desinfektion von invasiven medizinischen Geräte verwenden. **Vorsicht:** Schutzhandschuhe tragen. Vermeiden Sie Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung. **BEI HAUTKONTAKT:** Mit viel Wasser abwaschen. **BEI AUGENKONTAKT:** Die Augen vorsichtig mehrere Minuten lang ausspülen. Bei Reizungen nicht mehr weiter verwenden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Den Inhalt sowie den Behälter entsprechend der örtlichen Vorschriften entsorgen.

IT Usi: Sani-Cloth® Chlor sono salviette sporicide monouso, ad alto livello disinfettante, per la pulizia e la disinfezione di dispositivi medici non invasivi e superfici dure non porose. Queste salviette pronte all'uso sono a basso rilascio di fibre e possono essere utilizzate sia per pulire che per disinfettare. Le salviette Sani-Cloth® Chlor possono essere utilizzate per pulire o decontaminare preventivamente i dispositivi medici prima di sterilizzarli. Non contengono latex. **Istruzioni:** estrarre la salvietta e aprirla, pulire la superficie con un movimento a S, dall'alto verso il basso dell'area. Assicurarsi che la superficie rimanga visibilmente bagnata per il tempo di contatto richiesto e, se necessario, utilizzare un'altra salvietta. Lascia asciugare la superficie all'aria. Solo per uso professionale. **Controindicazioni:** non utilizzare per la disinfezione finale di dispositivi medici invasivi. **Attenzione:** indossare guanti protettivi. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** lavare abbondantemente con acqua. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare a fondo per alcuni minuti. In caso di irritazione, interrompere l'uso. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il contenuto e il contenitore in conformità con le normative locali.

ES Usos: Las Sani-Cloth® Chlor son unas toallitas esporicidas desechables y altamente desinfectantes, para dispositivos médicos no invasivos; superficies duras no porosas. Estas toallitas no sueltan pelusas y están listas para utilizar, y se pueden usar para limpieza y desinfección en un mismo producto. Las toallitas Sani-Cloth® Chlor pueden utilizarse para una limpieza previa o descontaminación de dispositivos médicos antes de su esterilización.

No contienen látex. **Indicaciones:** Extraiga una toallita y despléguela, limpie la superficie con un movimiento en S desde la parte inferior hacia la parte superior de dicha superficie. Asegúrese de que la superficie permanezca visiblemente húmeda durante el tiempo de contacto necesario, y utilice una toallita adicional en caso necesario. Deje que la superficie se seque al aire. Solo para uso profesional. **Contraindicaciones:** No las utilice para una desinfección final de dispositivos médicos no invasivos. **Precaución:** Utilice guantes de protección. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL:** Lave con agua abundante. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclare con cuidado durante varios minutos. Si se produce irritación, deje de utilizar el producto. Tóxico para las formas de vida acuáticas con efectos duraderos. Evite su vertido en el medioambiente. Deséchelas en su envase original según la normativa local.

AR الاستخدامات: Sani-Cloth® Chlor هي مناديل مبللة منظفة ومطهرة مبيدة للأوباء ذات قدرة عالية على التطهير تُستخدم مرة واحدة مع الأجهزة الطبية غير الباضعة، والأسطح الصلبة غير المسامية. وهي جاهزة للاستخدام ومنخفضة الوير ويمكن استخدامها للتطهير والتطهير في آن واحد. يمكن استخدام مناديل Sani-Cloth® Chlor لتنظيف الأجهزة الطبية مسبقاً أو تطهيرها قبل تعقيمها. خالية من اللاتكس. الإرشادات: أخرج منديل مبللاً واقفحه، وامسح المنطقة بحركة متموجة من الأعلى إلى الأسفل احرص على أن يظل السطح مبللاً بشكل واضح خلال مدة التلامس المطلوبة، واستخدم منديلاً إضافياً عند اللزوم. اترك السطح يجف في الهواء. للاستخدام المهني فقط. **مواعيد الاستخدام:** لا تستخدم المنتج في التطهير الختامي للأجهزة الطبية الباضعة. **تنبيه:** ارتد قفازات واقية أثناء الاستخدام تجنب ملامسة المنتج للعينين والبشرة والملابس. في حالة ملامسة البشرة: اغسلها بكمية وفيرة من الماء. في حالة دخول العينين: اشطف العينين بالماء بحدز لعدة دقائق. وإذا حدث تهيج، فتوقف عن استخدام المنتج. ضار بالحياة المائية وله تأثيرات سلبية طويلة الأمد. تجنب إطلاق المنتج في البيئة. تخلص من المحتويات والعبوة وفقاً للوائح المحلية.

PL Zastosowanie: chusteczki Sani-Cloth® Chlor to zarodnikobójcze, wysoko dezynfekujące, jednorazowe chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji do nieinwazyjnych wyrobów medycznych i nieporowatych powierzchni twardych. Te gotowe do użycia, mało strzępiące chusteczki mogą być używane do czyszczenia i odkażania w jednym. Sani-Cloth® Chlor można wykorzystywać do wstępnego czyszczenia lub odkażania wyrobów medycznych przed sterylizacją. Nie zawierają lateksu. **Instrukcja obsługi:** wyjąć chusteczkę i rozłożyć ją, wytrzeć czyszczoną powierzchnię ruchem w kształcie litery S od góry do dołu. Powierzchnia powinna być wyraźnie wilgotna w trakcie wymaganego czasu kontaktu; w razie potrzeby użyć kolejnej chusteczki. Odczekać, aż powierzchnia wyschnie. Wyłącznie do użytku profesjonalnego. **Przeciwwskazania:** nie używać do ostatejnej dezynfekcji inwazyjnych wyrobów medycznych. **Uwaga:** nosić rękawiczki ochronne. Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Przemyc obficie wodą. **JESLI DOSTANA SIĘ DO UCZU:** Ostrożnie przemywać przez kilka minut. Jeżeli wystąpi podrażnienie, zaprzestać używania. Produkt szkodliwy dla organizmów wodnych, z długotrwałymi skutkami. Nie dopuścić do jego przedostania się do środowiska. Pojemnik i zawartość należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

