




Super Sani-Cloth®: Product Guidance

Two in one cleaning & disinfectant wipes

Highly compatible disinfection wipe for non-invasive medical devices and non-porous hard surfaces. It can be used to pre-clean or decontaminate medical devices prior to sterilisation. For professional use only.

Preparation



Dispense



- + Dispense the wipe at a 45° angle, pulling away from you.
- + Close the lid when not in use.

Clean



- + If the surface is visibly soiled, clean the surface following an S-shaped motion from top to bottom.
- + Use additional wipes as needed.
- + Use a fresh wipe for each new surface.

Disinfect



- + Using a fresh wipe, disinfect the surface in an S-shaped motion from top to bottom, avoiding cross-contamination.
- + Use a fresh wipe for each new surface.

Contact Time



- + Ensure the surface remains visibly wet for 1 minute for complete disinfection.
- + Use an additional wipe if necessary.
- + Allow to air dry.

Disposal



- + Dispose of wipe after a single use.
- + Packaging is recyclable



Super Sani-Cloth®: Product Guidance

Two in one cleaning & disinfectant wipes

Caution and other information:

- + IF IN EYES: Rinse cautiously for several minutes. If irritation persists, get medical advice
- + Highly flammable liquid and vapour
- + Keep product closed and stored upright in a cool dry place away from heat sources
- + Vapour may cause drowsiness or dizziness
- + Avoid release to the environment. Harmful to aquatic life with long-lasting effects
- + Refer to the expiry date on the packaging
- + Approx. 1 wipe per 1m².
- + Dispose of contents and container in accordance with local regulations



DANGER Contains Propan-2-ol

Contra-indications:

- + Do not use for terminal disinfection of invasive medical devices.
- + Any serious incident that occurs in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State.

Product Efficacy

| Super Sani-Cloth® | Test Method | Organism | Contact time | |
|---------------------|-------------|---------------------------------|--------------|------------|
| Bacteria | EN 16615 | Pseudomonas aeruginosa | 60 sec (c) | 60 sec (d) |
| | EN 16615 | Staphylococcus aureus | 60 sec (c) | 60 sec (d) |
| | EN 16615 | Enterococcus hirae | 60 sec (c) | 60 sec (d) |
| | EN 13727 | Pseudomonas aeruginosa | 30 sec (c) | 60 sec (d) |
| | EN 13727 | Staphylococcus aureus | 30 sec (c) | 60 sec (d) |
| | EN 13727 | Enterococcus hirae | 30 sec (c) | 60 sec (d) |
| Yeast | EN 16615 | Candida albicans | 60 sec (c) | 60 sec (d) |
| | EN 13624 | Candida albicans | 30 sec (c) | |
| | EN 13624 | Candida auris | 30 sec (c) | |
| Enveloped virus | EN 14476 | Vaccinia Virus | 60 sec (c) | 60 s (d) |
| | EN 14476 | Corona, HIV, Hep & C, SARS, Flu | 30 sec (c) | 2 min (d) |
| Non-enveloped virus | EN 14476 | Norovirus | 30 sec (c) | 60 sec (d) |
| TB | EN 14348 | Mycobacterium terrae | 60 sec (c) | |

*Clean Conditions (c) Dirty Conditions (d)



For more information, write to us: contact@pdi-emea.com



PDI Ltd. Pywell Road, Willowbrook East Industrial Estate, Corby NN17 5XJ, UK

T: + 44 (0) 8081 697 945

E: contact@pdi-emea.com

W: pdi-intl.com

PDI International