

BLACK

PMS 7544c

475mm x 330mm

**(SI) Uporaba:** Sani-Cloth® AF3 so brezalkoholne dva-v-enem krpice z malo kosmi, pripravljene za enkratno uporabo, namenjene za čiščenje in dezinfekcijo medicinskih pripomočkov in raznih površin. Sani-Cloth® AF3 lahko uporabite za predhodno čiščenje ali razkuževanje medicinskih pripomočkov pred sterilizacijo. Brez lakaesa. Dermatološko preiskovane. **Navodila:** Uprite pokrov, plapolite odstranljivo laplino folijo in jo zavrzite. Krpico spustite in raprite, nato pa površino obristite z gibi v obliki črke S od vrha do dna. Pazite, da površina ostane vidno vlažna ves čas giba, po potrebi uporabite še eno krpico. Pustite, da se površina posuši na zraku. Uporabite samo eno krpico za posamezno površino. Krpice ne uporabite ponovno, saj se s tem izgubi učinkovitost in lahko pride do navzkrižne okužbe. Pokriva približno 1m²/krpico. NE uporabljajte, če je krpica suha. Samo za strokovno uporabo. **Kontraindikacije:** ne uporabljajte za končno razkuževanje invazivnih medicinskih pripomočkov. Niso namenjene za razkuževanje kože. **Opozorila:** Odstranite vsebino in posodo v skladu z lokalnimi pravili.

**(CZ) Použití:** Ubrousky bez obsahu alkoholu Sani-Cloth® AF3 jsou jednorázové čističe a dezinfekční ubrousky 2 v 1 s nízkým zanecháváním vláken pro neinvazivní zdravotnické prostředky a běžné povrchy. Sani-Cloth® AF3 je možné použít k předčištění nebo dekontaminaci zdravotnických prostředků před sterilizací. Bez laku. Dermatologicky testováno. **Pokyny:** Otevřete víko, sundejte uzavírací samolepku a vyhoďte ji. Vytáhněte ubrousek a rozveďte jej, oťete plochu pohybem ve tvaru písmene S shora dolů. Ujistěte se, že povrch zůstane viditelně mokry po požadované době kontaktu, v případě potřeby použijte další ubrousek. Povrch nechte oschnout na vzduchu. Na jeden povrch použijte jeden ubrousek. Ubrousky nepoužívejte opakovaně, protože by to mohlo ovlivnit účinnost nebo vést ke křížové kontaminaci. Průměrně pokrytí 1 m²/ubrousek. V případě, že je ubrousek suchý, nepoužívejte jej. **Pravidelně odstraňujte zbytky násozí.** Pouze pro profesionální použití. **Kontraindikace:** nepoužívejte k finální dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků. **Není určeno k dezinfekci kůže.** **Výstraha:** Obsah a nádoby odstraňte v souladu s místními předpisy.

**(FI) Käyttö:** Sani-Cloth® AF3-liinat ovat alkoholittomia, käyttövalmiita, vähänkuukaisia ja kertakäyttöisiä 2-in-1 -puhdistus- ja desinfiointipyyhkeitä ei-invasiivisille lääkkäkalusteille ja yleisille pinnille sekä. Sani-Cloth® AF3 -liinoja voidaan käyttää lääkkäkalusteiden lähtöpuhdistukseen tai puhdistukseen ennen steriloimista. Laketon. Dermatologisesti testattu. **Ohjeet:** Avaa kansi, poista irrotettava tiivistetarra ja hävitä. Poista liina pakkauksesta ja avaa se. Pyyhi pinta S-kirjaimen muotoisella liikkeellä alueen ylhäältä alaspäin. Varmista, että pinta pysyy näkyvästi kosteana vaaditun kontaktiajan. Käytä tarvittaessa ylimääräistä liinaa. Anna pinnan kuivua. Käytä yhtä pyyhettä pinnan kotti. Älä käytä pyyhkeitä uudelleen, koska se voi vaikuttaa niiden tehokkuuteen tai johtaa ristikontaminaatioon. **Pettävyys:** noin 1 m² / pyyhke. Älä käytä, jos liina on kuiva. Poista ainejäämät rutiniinomaaisesti. Vähä ammatikäyttöön. **Vasta-aiheet:** Älä käytä invasiivisten lääkkäkalusteiden lopulliseen desinfiointiin. Tuotetta ei ole tarkoitettu ihon desinfiointiin. **Varoitus:** Hävitä sisältö ja säiliö paikallisten määräysten mukaisesti.

**Uses:** Sani-Cloth® AF3 wipes are alcohol free, ready to use, low linting, disposable 2 in 1 cleaning and disinfection wipes for non-invasive medical devices and general surfaces. Sani-Cloth® AF3 can be used to pre-clean or decontaminate medical devices prior to sterilisation. Latex free. Dermatologically tested. **Directions:** Open the lid, peel away the removable seal sticker and dispose. Dispense wipe and open, wipe surface in S-motion from top to bottom of area. Ensure the surface remains visibly wet for the required contact time, use an additional wipe if needed. Allow surface to air dry. Use one wipe per surface. Do not reuse wipes as this could impact the effectiveness or lead to cross-contamination. Coverage Approx. 1m²/wipe. Do not use if wipe is dry. Routinely remove residual build up. For Professional Use Only. **Contra-indications:** Do not use for terminal disinfection of invasive medical devices. Not intended for disinfection of skin. **Caution:** Dispose of contents and container in accordance with local regulations.

UDI CODE  
45mm x 35mm



**Sani-Cloth®**  
CLEANING AND DISINFECTANT

**AF3**  
LARGE WIPE

POSITION FOR SOLO LID

TUBERCULOCIDAL, VIRUCIDAL, YEASTICIDAL & BACTERICIDAL IN 1 MINUTE

**CONTAINS: 200 Wipes**  
267mm x 210mm

**Sani-Cloth®**  
CLEANING AND DISINFECTANT

**AF3**  
LARGE WIPE

TUBERCULOCIDAL, VIRUCIDAL, YEASTICIDAL & BACTERICIDAL IN 1 MINUTE

**ACTIVE INGREDIENTS**  
N-alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride .....0.14%  
N-alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride.....0.14%  
**OTHER INGREDIENTS**.....99.72%  
**TOTAL**.....100.00%  
Does not include the weight of the wipe

**CONTAINS: 200 Wipes**  
267mm x 210mm

**(FR) Utilisation :** les Sani-Cloth® AF3 sont des lingettes de nettoyage et de désinfection 2 en 1 sans alcool jetables, prêtes à l'emploi, peu pelucheuses, destinées aux dispositifs médicaux non invasifs et à toutes les surfaces. Elles peuvent servir à prénettoyer ou à décontaminer les dispositifs médicaux avant leur stérilisation. Sans latex-Teste sous contrôle dermatologique. **Mode d'emploi :** Ouvrir le couvercle, retirer l'autocollant de fermeture amovible et le mettre au rebut. Déplier la lingette, essuyer la surface en effectuant un mouvement en S du haut vers le bas de la zone. Veiller à ce que la surface reste humide pendant la durée de contact requise - utiliser une lingette supplémentaire si nécessaire. Laisser la surface sécher à l'air. Utiliser une lingette par surface. Ne pas réutiliser les lingettes, car cela pourrait nuire à l'efficacité du produit ou entraîner une contamination croisée. Surface couverte : environ 1 m²/lingette. Si cette lingette est sèche, ne pas l'utiliser. Pensez à retirer régulièrement les dépôts résiduels. Réservez à l'usage des professionnels. **Contre-indications :** Ne pas utiliser pour la désinfection terminale des dispositifs médicaux invasifs. Ne pas utiliser pour la désinfection de la peau. **Attention:** Mettre au rebut le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales.

**(IT) Usi:** Le salviettine Sani-Cloth® AF3 sono salviettine disinfettanti e detergenti 2 in 1, pronte all'uso, usa e getta pre-disposte senza alcool, che non lasciano residui, per dispositivi medici non invasivi e superfici in generale. Le Sani-Cloth® AF3 possono essere utilizzate come pre-pulizia o decontaminazione dei dispositivi medici prima di sterilizzarli. Senza lattice. Dermatologicamente testate. **Istruzioni:** Aprire il coperchio, tirare via l'adesivo sigillante rimovibile e smaltirlo. Engare la salviettina e aprirla, pulire la superficie con un movimento a S dalla parte superiore alla parte inferiore dell'area. Assicurare che la superficie resti visibilmente bagnata per il tempo di contatto necessario, usare un'altra salviettina se necessario. Lasciare che la superficie asciughi all'aria. Usare una salviettina per superficie. Non riutilizzare le salviettine poiché questo potrebbe influenzare l'efficacia o comportare contaminazione indiretta. Copertura Circa 1m²/salviettina. Non utilizzare se la salviettina è asciutta. Rimuovere regolarmente eventuali formazioni residue. Solo per uso professionale. **Controindicazioni:** Non utilizzare per la disinfezione finale di dispositivi medici invasivi. Non concepire per la disinfezione della pelle. **Attenzione:** Smaltire il contenuto e il contenitore secondo i regolamenti locali.

**(AR) الاستخدامات:** Sani-Cloth® AF3 هي مناديل مبللة منقطة ومطهرة 2 في 1 خالية من الكحول، جاهزة للاستخدام منخفضة السلسلة تستخدم مرة واحدة مع الأجهزة الطبية غير الجراحية والأطعم المعامة، يمكن استخدامها لتنظيف الأجهزة الطبية مسبقاً أو تنظيفها قبل تعقيمها. **Sani-Cloth® AF3** يمكن استخدامها كخطوة تنظيف أولية أو كخطوة تنظيف نهائية قبل التعقيم. **الاحتياطات:** لا تستخدم على الأغذية أو الأسطح التي تتطلب تنظيفاً متقدماً. **الاستخدام:** افتح الغطاء، ارفع البطاقة اللاصقة لإزالة البطاقة اللاصقة. **الاستخدام:** امسح السطح بحركة حرف S من الأعلى إلى الأسفل. احرص على أن يظل السطح مبللاً بشكل واضح خلال مدة التلامس المطلوبة، واستخدم منديلًا إضافيًا عند الضرور. اترك السطح يجف في الهواء. استخدم منديلًا مبللاً واحدًا لكل سطح. ولا تعود استخدام المناديل المبللة لأن هذا قد يؤثر على فاعليتها أو يسبب التلوث المتبادل. **كمية المناديل:** الواحد المبللة 1 متر مربع تقريباً. **تنبيه:** تجنب استخدام المناديل أن تكون جافة. التخلص من بقايا المناديل بشكل روئعي. **الاستخدام الممنوع:** موانع الاستعمال: إطلاق المنتج في البيئة. التخلص من المحتويات والعبوة وفقاً للوائح المحلية.

**(NO) Bruksområder:** Sani-Cloth® AF3-servietter er alkoholfrie og brukklare 2-i-1-rengjørings- og desinfeksjonsservietter som tør rdt, til engangsbruk for ikke-invasivt medisinsk utstyr og generelle overflater. Sani-Cloth® AF3 kan brukes til å rengjøre eller dekontaminere medisinsk utstyr før sterilisering. uten latex. Dermatologisk testet. **Bruksanvisning:** Åpne lokket, fjern av det avtagbare festerende klistermerket og kast det. Ta ut en serviett, åpn den og tørk over overflaten med S-bevegelse fra toppen til bunnen av området. Sørg for at overflaten forblir synlig våt i den nødvendige kontaktiden, og bruk en ekstra serviett ved behov. La overflaten lufttørke. Bruk en serviett per overflate. Ikke gjenbruk servietter, siden dette kan påvirke effektiviteten eller føre til krysskontaminering. **Dekning:** omt. 1 m²/serviett. Ikke bruk dersom servietten er tørr. Fjern opphopede rester rutinemessig. Kun til profesjonell bruk. **Kontraindikasjoner:** Må ikke brukes til terminal desinfeksjon av invasivt medisinsk utstyr. Ikke beregnet på desinfeksjon av hud. **Forsiktighet:** Avhønd innholdet og beholderen i henhold til lokale regelverk.

**(LV) Izmantošanas veids:** Sani-Cloth® AF3 salvetes nesatur spirtu, tās ir gatavas izmantošanai, tātāt maz pūkotas, tās ir vienreizējās lietošanas tiršanas un dezinfekcijas salvetes "divi vienā", paredzētas neinvazīvām medicīniskām ierīcēm un universālām virsmām. Sani-Cloth® AF3 var izmantot, lai notīrītu vai atkarotu medicīniskās ierīces pirms sterilizēšanas. Nesatur lateksu. Dermatoloģiski pārbaudīts. **Navādījumi:** Atvērt vāku, atņemt un izmetēt noņemamo aizsērdošo uzlīmē. Izveidot un atļaukt salveti, slaukiet virsmu, veicot S-veida kustības, sākot no virsmas augšas virzienā uz leju. Lai nodrošinātu nepieciešamo saskarses laiku, pārbauciet, ka virsma ir redzami mitra, ja nepieciešams, izmantojiet vēl vienu salveti. Ļaujiet virsmai nožūt. Katru virsmu izmantot tikai vienu salveti. Neizmantojiet salvetes atkārtoti, jo tas var ietekmēt efektivitāti vai arī radīt piesārņojuma pārnešanu. Ar vienu salveti var notīrīt aptuveni 1m². Neizmantojiet salveti, ja tā ir sausa. Regulāri notīriet uzkrājos atlikumus. Paredzēts, lai tas izmantotu tikai neinvazīvu profesionāli. **Kontraindikācijas:** neizmantojiet invazīvu medicīnisko ierīču noslaiguma dezinfekcijai. Nav paredzētas ādas dezinfekcijai. **Uzmanību:** Likvidējiet iepakojumu un tā saturu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

**(RS) Namene:** Maramice Sani-Cloth® AF3 su 2 u 1 jednokratne maramice za čišćenje i dezinfekciju za neinvazivna medicinska sredstva i raznovrsne površine. Ne sadrže alkohol, ne ostavljaju dlakice i spremne su za upotrebu. Sani-Cloth® AF3 se mogu koristiti za prečišćenje ili dekontaminaciju medicinskih sredstava pre sterilizacije. Ne sadrže lateks. Dermatološki ispitano. **Upotreba:** Otvorite pakovanje, odijelite uklonjivi zaštitni nalepnica i bacite je. Izvadite i rasirite maramicu, obrišite površinu pokretom u obliku slova S od vrha do dna područja. Uverite se da površina ostaje vidno mokra tokom potrebnog vremena kontakta, po potrebi koristite dodatnu maramicu. Pustite da se površina osuši na vazduhu. Koristite jednu maramicu po površini. Nemojte ponovo koristiti maramice, jer to može uticati na efikasnost ili dovesti do ukrasne kontaminacije. Pokrivenost: Oko 1m²/maramice. Ne koristite maramicu ako je suva. Redovno uklanjajte postojeće naslage. Samo za profesionalnu upotrebu. **Kontraindikacije:** Ne koristite za završnu dezinfekciju invazivnih medicinskih sredstava. Nije namenjeno za dezinfekciju kože. **Opazet:** Bacite sadržaj i posudu u skladu sa lokalnim propisima.