

Sani-Cloth® Chlor is a sporicidal two-in-one cleaning and disinfectant solution ideal for use in high-risk, contaminated environments.

*Sporicidal, virucidal, bactericidal, and yeasticidal in 2 minutes.*



### Recommended Uses:

- + Outbreak & patient isolation situations
- + Confirmed or suspected cases of C.Diff or other known infections
- + All surfaces including commodes and bathrooms

### + Ready to Use

Pre-dosed, low linting disposable cleaning and disinfection wipes requiring no mixing or measuring.

### + Proven Efficacy

Complete disinfection against all spores, including C.difficile and fully virucidal in 60 seconds.

### + Improved Efficiencies

One product to clean and disinfect, providing you with consistent and reliable results.

### + Cost Effective

Using the same solution for cleaning and disinfecting saves you time and money.

### + Optimal Protection

Can be used on non-invasive medical devices; non-porous hard surfaces with supporting compatibility data.

### + Supports Carbon Net Zero Goals

Manufactured in the UK, resulting in supply chain reliability and carbon footprint reduction.

## Product Efficacy

	Test Method	Organism	Contact Time	
<b>Bacteria</b>	EN 16615	Pseudomonas aeruginosa	60 sec (c)	2 min (d)
	EN 16615	Staphylococcus aureus	60 sec (c)	2 min (d)
	EN 16615	Enterococcus hirae	60 sec (c)	2 min (d)
	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa	30 sec (c)	
	EN 13727	Staphylococcus aureus	30 sec (c)	
	EN 13727	Enterococcus hirae	30 sec (c)	
<b>Yeast</b>	EN 16615	Candida albicans	60 sec (c)	2 min (d)
	EN 13624	Candida albicans	30 sec (c)	
	EN 13624	Candida auris	30 sec (c)	
<b>Enveloped virus</b>	EN 14476	Vaccinia Virus	30 sec (c)	60 sec (d)
	EN 14476	Corona, HIV, Hep & C, SARS, Flu	30 sec (c)	60 sec (d)
<b>Non-enveloped virus</b>	EN 14476	Norovirus	30 sec (c)	60 sec (d)
	EN 14476	Adenovirus	60 sec (c)	60 sec (d)
	EN 14476	Poliovirus	60 sec (c)	60 sec (d)
<b>Spores</b>	EN 16615	C.Difficile	60 sec (c)	

\*Clean Conditions (c) Dirty Conditions (d)

## Product Details

Format	Wipe Size	Wipe Count	QTY per Case	Classification	Product Code
50ct Large Canister	200mm x 195mm	50	6	MD Class IIa	ECH1400

## Supporting Resources



Canister brackets for walls & poles



"I Am Clean" sticky notes & tape



IFU posters, videos, product selector guides and Bitesize Learning



For more information, write to us: [contact@pdi-emea.com](mailto:contact@pdi-emea.com)

T: + 44 (0) 8081 697 945

E: [contact@pdi-emea.com](mailto:contact@pdi-emea.com)

W: [pdi-intl.com](http://pdi-intl.com)

PDI International